


NEXPAK® TAMPONE INTRANASALE


La cura post operatoria può essere

semplice



Lo splint Intranasale NexPak® è indicato per l'uso come tampone intranasale volto a minimizzare sanguinamenti ed edema e a prevenire adesioni tra il setto e la cavità nasale. Viene inserito nella cavità nasale dopo un intervento o un trauma.

NexPak® è costituito da una spugna confortevole per il paziente, al 100% a base di polisaccaridi vegetali.



- Si dissolve naturalmente in 7-14 giorni o può essere facilmente rimosso con una delicata irrigazione e aspirazione
- Biocompatibile- composto al 100% da polisaccaridi vegetali
- Minimizza i sanguinamenti ed edema dopo la chirurgia
- Comprimibile per adattarlo facilmente all'anatomia nasale
- Semplice da applicare – non è necessario tempo ulteriore per miscelare o preparare il tampone all'utilizzo
- Non sono richieste delle particolari condizioni di stoccaggio

ATTENZIONE: La Legge Federale (U.S.) restringe la vendita di questo dispositivo a o sotto indicazione di medici. NexPak è controindicato per pazienti allergici alla fecola di patate. Per informazioni dettagliate riguardanti indicazioni per l'uso, avvertimenti e precauzioni, leggere le Istruzioni per l'Uso.

INFORMAZIONI PER ORDINI

Codice	Descrizione
9115524	NexPak Tampone Intranasale (1,27 x 4,45 cm)

5 pezzi sterili per confezione. Ogni unità sterile contiene un tampone.
NexPak è sterilizzato tramite raggi gamma. Conservare a temperatura ambiente.

Prodotto da:


5000 Township Parkway
Saint Paul, MN 55110 U.S.A.

Distribuito da:



Via A. Marzocchi, 4 - 40069 Zola Predosa (BO)
info@gimimedical.it www.gimimedical.it
Tel: 0516167072 Fax: 051719133

