


SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: CLIP-FAB®



DESCRIZIONE

CLIP-FAB® è un Dispositivo di Supporto per Tubo Endotracheale.

Il dispositivo CLIP-FAB® è progettato per una facile manipolazione: si adatta al tubo endotracheale attraverso un morsetto e un palloncino intraorale.

DESTINAZIONE D'USO

CLIP-FAB® è progettato per la fissazione dei tubi endotracheali, riducendo il rischio di estubazione accidentale.

CARATTERISTICHE/MATERIALI

CLIP-FAB® è composto da due parti:

- **RIGIDA:** La struttura interna del supporto è in Policarbonato, resistente ad una media di 180 Newtons di pressione, senza rottura.
- **MORBIDA:** La struttura esterna, che avvolge la struttura interna, che si trova a contatto con i denti e le labbra del paziente è in PVC.

Componente	Materiale
Corpetto e morsetto	Policarbonato
Disco	PVC
Palloncino Hi-Lo	PVC
Valvola di gonfiaggio	PVC

CLIP-FAB® è privo di lattice.

CLIP-FAB® è fornito non sterile, monouso. Non riutilizzare.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

CLIP-FAB® deve essere conservato in luogo fresco e asciutto in confezione integra.

Non utilizzare se l'imballaggio risulta danneggiato.

Non sono necessarie particolari procedure di smaltimento.

CODICE E MISURA DEL PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
011	CLIP-FAB® Dispositivo di Supporto per Tubo Endotracheale	Singola

CND R9001

RDM 2419591

CLASSE I

MARCHIO CE

Dichiarazione di Conformità CE del 30 dicembre 2022.

DATI DEL PRODUTTORE

CLIP-FAB R&D MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.
C/ Pomaret,90 – 08017 Barcellona (Spagna)